



ガスリークを簡単に検知できる

BGB Analytik 社 高感度ガスリークディテクター



幅広い種類のガスを検知します(可燃性ガスのリーク検出厳禁)

LEDライトとアラーム音で漏れの度合いを知らせます


最長12時間まで使用できるリチウムイオンバッテリーを搭載

株式会社バイオニック



BGB Analytik 社 高感度ガスリークディテクター

わずかなガス漏れでも修理代は高くなります。早めにガス漏れを検知しましょう。



特徴:

- アラームで漏れの度合いを知らせます
- 最長12時間まで使用できるバッテリーを搭載
- 幅広い種類のガスを検知します(可燃性ガスのリーク検出厳禁)
- しっかり握れるデザイン
- 自動電源オフ機能
- 持ち運びに便利な収納ケース付
- 簡単に掃除できるプローブアッセンブリ
- 各国に対応したアダプタ付属 (日本、EU, スイス、UK, U.S., 豪州対応)

BGB Analytik社高感度ガスリークディテクター
(型番: 33333)

定価 JPY 148,000(税抜)

検知可能ガス: ヘリウム、窒素、アルゴン、二酸化炭素、水素

バッテリー: 充電式リチウムイオンバッテリー内臓 (最長12時間連続使用可能)

電源: 100 - 240 V対応 (同梱専用ACアダプターで充電)

動作時間: 通常動作時12時間

保証期間: メーカー本社出荷後一年間

対応規格: WEEE, RoHS

使用可能温度範囲: 32-120° F (0-48° C)

使用可能湿度範囲: 0-97%

<お問い合わせ>

輸入販売代理店 株式会社バイオニック

〒417-0801 富士市大淵3379-19

TEL/FAX: 0545-38-9125/9126 Email: info@bionikinc.com www.bionikinc.com